

## Herstellungsanleitung für einen Split (Wasserauflösung)

Für die Behandlung mit wiederholten Gaben des homöopathischen Mittels

### Herstellung Pet-Flasche oder Glas mit Deckel

Verwenden Sie eine 3-5 dl Pet-Flasche oder Joghurt/ Konfitürenglas mit Deckel. Nur Pet-Flaschen verwenden, in denen Mineralwasser war. Gläser zuvor auskochen oder im Geschirrspüler waschen. Wichtig: zuerst die Globuli in die Flasche/ das Glas geben und dann das Wasser!

Anzahl Globuli:

**5 Globuli**

Wasser:

**1 dl**

Dosierung:

jeweils 1ml pro Gabe eingeben.  
Bei sehr empfindlichen Tieren und schweren Krankheitszuständen mit grosser Schwäche nur 2 Globuli auflösen und 0,5ml eingeben.

Anzahl Schüttelschläge vor jeder Mittelgabe:

**5x**

d.h. die Flasche oder das Glas wird kräftig auf eine feste, aber federnde Unterlage (z.B. Telefonbuch oder in die Hand) geschlagen. Dadurch wird der Inhalt schön durch gewirbelt und erhält neue Energie, wird also wenig potenziert.

Wird die Arznei länger als 5 Tage verabreicht, kann sie durch **Zugabe von 3 ml klarem Schnaps haltbar** gemacht werden (ca. 1 Mt.). Im Kühlschrank ist sie auch ohne Schnaps 2-4 Wochen haltbar.